

control y confort

localizador de ápices con tecnología de multi-frecuencia

- funciona en conductos secos o húmedos
- no es necesaria la calibración, ni el ajuste a cero



verlo,oirlo.



control dual de la progresión de la lima

- control visual y control del sonido progresivo con 4 niveles de volumen



MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.À.R.L.
CHEMIN DU VERGER 3
CH-1338 BALLAIGUES
SWITZERLAND

www.dentsplymaillefer.com



No se notificarán las modificaciones técnicas en nuestros productos. Las fotografías de nuestros productos no son contractuales. INL/FR 01138.S/00/2013 - created 05/2013.



propex•pixi™
localizador de ápices



pequeño tamaño. grandes beneficios.

**+
WE
KNOW
ENDO.**



allí donde lo necesite.

pequeño tamaño. grandes beneficios.

- ocupa poco espacio durante el tratamiento, almacenaje y transporte
- mantiene su exactitud y fiabilidad



propex • pixi™

características de funcionamiento



La lima entra en el conducto
pitido doble

1



Las limas en la zona pre-apical
«2.0» a «1.5»
pitido intermitente

2



Zona apical
«1.0» a «0.0»
ÁPICE (APEX) «0.0»
pitido continuo

3



FUERA (OVER)
La lima ha pasado a través del
foramen apical
pitidos intermitentes rápidos

4



Atención:
La escala «2.0» a «0.0» no representa
la distancia en mm. - indica la
progresión de la lima hacia el ápice.

propex • pixi™



propex • pixi™
Incluye 1 cable de medida largo,
1 gancho de conexión, 2 clips
labiales y 1 cargador universal
REF A 1030 000 00 100

propex • pixi™ cable de medida corto
55 cm
REF A 1031 000 00 100

propex • pixi™ cable de medida largo
130 cm
REF A 1031 000 00 300

propex • pixi™ cargador universal
REF A 1031 000 00 200

propex® accesorios:

- clip de labio, 5 piezas
REF A 1029 000 00 300

- gancho de conexión, 2 piezas
REF A 1029 000 00 400

- horquilla, 2 piezas
REF A 1029 000 00 600

propex • pixi™ funciona con batería
recargable de NiMH AAA 1.2V 1000
mAh de Baterías GP o similares,
disponibles en las tiendas